

## 12. Środki chemiczne



Używaj okularów ochronnych/gogli i rękawic.  
Zawsze zakładaj okulary ochronne podczas pracy z systemem dozującym.

Używaj tylko środków myjących, odkamieniających i płuczających, które uzyskały pisemną aprobatę firmy Meiko do stosowania razem z myjką-dezynfektorem Meiko.

**Zalecane środki chemiczne:** Płyn płuczająco-zmiękczający: Doyen SK22E  
Detergent: Doyen

**Detergenty oraz chemiczne środki dezynfekujące mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia w przypadku ich niewłaściwego stosowania. Zawsze należy zapoznać się z instrukcjami znajdującymi się na oryginalnych opakowaniach środków chemicznych.**

**Przed zmianą stosowanego środka chemicznego na inny należy najpierw przepłukać cały system dozujący wodą, w przeciwnym wypadku grozi to uszkodzeniem urządzenia lub niewłaściwym jego funkcjonowaniem.**

## 13. Mycie i pielęgnacja urządzenia

Myjnia-dezynfektor została tak zaprojektowana i skonstruowana, że utrzymanie jej w czystości zostały zminimalizowane. Jednakże w celu spełnienia rygorystycznych wymogów sanitarnych należy czyścić urządzenie bardzo starannie.

Tylko odpowiednie środki chemiczne mogą być używane do czyszczenia powierzchni wykonanych ze stali szlachetnej.

Środki te nie mogą reagować z metalem, pozostawiać jakichkolwiek śladów oraz powodować odbarwień.



Do mycia myjni-dezynfektora nie wolno stosować wysokociśnieniowych urządzeń ani płukać wodą z węża.

Uszczelka w drzwiach komory myjącej może być myta za pomocą wody z mydłem.  
**Nie dopuszczać do kontaktu środków myjących zawierających olej z uszczelką w drzwiach komory myjącej.**

## 14. Oznaki korozji

Urządzenie jest wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Mimo tego w specyficznych warunkach mogą pojawić się oznaki korozji.